

鼠胚胎培养试剂

性能比肩 进口产品

M2小鼠胚胎操作液

KSOM小鼠胚胎培养基 (含抗氧化剂)

无菌即用型胚胎操作液，稳定性高，无需5%的二氧化碳进行过夜预平衡，有助于在捡卵过程中维持卵丘复合物的稳态以及ICSI操作的稳定。

无菌即用型胚胎培养液，能够克服远亲杂交合子的2细胞阻滞，且支持各种品系小鼠的体外发育，适用于受精卵发育至囊胚阶段。最新升级型号，含抗氧化剂，经验证可有效提高发育率。



M2小鼠胚胎操作液
100 mL/瓶/盒




KSOM小鼠胚胎培养基
100 mL/瓶/盒


C-TYH小鼠精子获能液

专为小鼠精子体外获能设计的无菌即用型试剂，主要用于小鼠体外受精实验中精子的预处理，为精卵结合提供具备受精能力的精子。

C-TYH培养基用于精子获能的效果对比



KSOM小鼠胚胎培养基效果对比



C-TYH小鼠精子获能液
1mL/支，10支/盒


HTF小鼠体外受精培养基 (含抗氧化剂)

专为精子和卵母细胞提供适合的受精环境而配制的无菌即用型培养基。适用于37°C、5%二氧化碳环境中进行精子获能和卵母细胞受精过程。最新升级型号，含抗氧化剂，经验证可有效提高受精率。



HTF小鼠体外受精培养基
1mL/支, 10支/盒

HTF小鼠体外受精培养基效果对比




胚胎培养用油MAX

无菌即用型胚胎培养用油，用于培养时覆盖培养液，可维持和稳定培养液的pH和渗透压。也可在ICSI、辅助孵化和胚胎活检时使用。
专为小鼠胚胎培养而设计。



胚胎培养用油MAX
1000 mL/瓶/盒

小鼠胚胎培养效果对比



舒博士



公司官网



公司公众号



生产企业：深圳拜尔洛克生物技术有限公司



生产地址：深圳市龙华区观盛一路华润三九医药科创楼第11层



Email: supports@bio-rocks.com